

Easy skin care for beauty with V-Roll

“Double Effect”

of V-Roll

毎日10分、おうちでエステ



Double Effect of V-Roll will
upgrade your everything!!

製品構成



- ① 本体
- ② 携帯用ポーチ
- ③ 充電用USBケーブル
- ④ 取扱説明書

製品仕様

製品名	V Roll ヴイロール
周波数	1kHz
電池容量	3.7V, 500mAh リチウムポリマー
定格充電電流	500mA
使用時間	約120分(連続使用)
外形寸法(WxDxHmm)	52.3 x 157.5 x 44.5
重量	150g

メーカー希望小売価格 43,780円(税抜39,800円)



中周波EMS美顔器
V-Rollの使い方動画

発売元



伊藤超短波株式会社

ビューティー営業部

〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-8
TEL.048-254-1028 FAX.048-254-1029
<https://www.beauty.itolator.co.jp/>
info_beauty@itolator.co.jp

F0c001041-2409 E2410DL


お顔～頭皮～つま先まで
エステ品質のローラーで
セルフエステの概念を覆す






エステのテクニックとEMSのコラボレーション
ホームケアにはとどまらないプロの手ごたえを
是非ご体験ください

長年築き上げた美容技術を元に作り上げた独自のEMS波形で筋肉の収縮と弛緩を効率よく繰り返し、ローリング効果を引き上げました。
V-rollのダブルロールが360°電極となり、どんな姿勢でも気軽に自由にお使いいただけます。




安定した角がない波形と出力
で心地よい使用感



独自開発されたボールカット面・
角度・バランスでお肌に優しく、
心地よい揉みほぐしが実現



- 1kHzの角がない安定した出力のEMS



- ボール間の角度が69°、側面角度121°でしっかりとお肌に密着



- お肌に優しいステンレス素材




Just
10 Minutes


毎日10分間ケアで
お肌にハリを与えます

- 1 5段階の細かな出力調整が可能
- 2 充電式でいつでもどこでも使用できる
- 3 手になじみ、持ちやすく、長時間使用でも疲れにくい
- 4 絶妙なボール間隔と角度でどの部位にもしっかり密着


【トリートメント部位】




顔




頭皮(横)




頭皮(後ろ)




首




腕



二の腕



ふくらはぎ



太もも